

TECHNIQUE MÉDICALE ET HOSPITALIÈRE

FICHE TECHNIQUE

Système de contrôle complètement automatique avec la fonction de mémoire. 2 programmes préréglés, songer de fonction de contrôle automatique (un programme :ne décharge pas la vapeur après stérilisation :programme de b :vapeur automatique de décharge après la stérilisation) autogonflant le type cachetage, sûr et fiable Système de verrouillage de pression de sécurité, pour éviter la cause fausse d'opération par des brûlures de vapeur Quatre fonctions de protection : la décharge spontanée au-dessus de la pression, au-dessus de la pression a découpé le chauffage, anti combustion sèche (alarme de l'eau de manque, protection des eaux de manque), alarme de niveau de basse mer Le contrôle complètement automatique de microprocesseur la décharge, les émissions et la fréquence peut être réglé librement ; le degré et le cycle de stérilisation peuvent être équilibre d'individu.

Domaine d'application : De laboratoire

Configuration: Mobile

SARL

Fonction: Contrôlé par microprocesseur, automatique

Plage de température : 134 °C (273,2 °F)

Capacité: 30 l, 40 l, 50 l, 75 l, 100 l (7,9 gal)

Autoclave vertical



